

# BETRIEBSANWEISUNG für Betriebsmittel

Praxis:

Datum: \_\_\_\_\_  
Verantwortlich: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Arbeitsbereich: \_\_\_\_\_

Tätigkeit: \_\_\_\_\_

## Bezeichnung des Betriebsmittels

Ultraschall-Reinigungsgerät

## Gefahren für Mensch und Umwelt



### Gefahren für den Menschen

Gefahr durch Ultraschallschwingungen.  
Mögliche Gefährdungen durch Reinigungsflüssigkeit.  
Mögliche Gefährdung durch Lärm.

### Gefahren für die Umwelt

## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



### Technische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Vorhandene Schutzeinrichtungen dürfen nicht entfernt oder manipuliert werden.  
Nur Betriebsstoffe einsetzen, die vom Anlagenhersteller freigegeben sind.  
Nie Wasser mit extremen Temperaturen (kalt oder heiß) einfüllen.  
Keine brennbaren Flüssigkeiten verwenden.



### Organisatorische Schutzmaßnahmen

Der Ultraschallreiniger darf nur von unterwiesenem Personal benutzt werden.  
Die Bedienungsanleitung des Reinigungsgeräts muss gelesen und verstanden worden sein.  
Beseitigen Sie Stolper- und Rutschgefahren (z.B. herumliegende Gegenstände, verschüttetes Öl) stets sofort. Halten Sie Ordnung an Ihrem Arbeitsplatz.  
Keine Körperteile in die Wanne tauchen. Insbesondere während der Ultraschall-Reinigung muss der Kontakt mit der Reinigungsflüssigkeit vermieden werden.  
Das Rauchen ist im Arbeitsraum verboten.  
Das Essen, Trinken, Schnupfen und Aufbewahren von Nahrungsmitteln ist im Arbeitsraum verboten.



### Persönliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Tragen Sie die Schutzausrüstung, die Ihnen zur Verfügung gestellt wird.  
Beim Umgang mit dem Ultraschall-Reinigungsgerät sind Schutzhandschuhe zu tragen.  
Tragen Sie bei der Arbeit an und mit Maschinen eng anliegende Kleidung. Schlagen Sie Ärmel nur nach innen um.  
Benutzen Sie Hautschutzmittel bei Kontakt mit chemischen Substanzen.  
Reinigen Sie vor den Pausen und bei Arbeitsende Ihre Hände gründlich mit Wasser und Seife. Hautschutzplan beachten!  
Keine Nahrungsmittel und Getränke im Arbeitsbereich aufbewahren  
Während des Umgangs mit dem Produkt keine Nahrungs- oder Genussmittel zu sich nehmen.



## Verhalten bei Störungen



### Maßnahmen bei Störungen

Können während des Betriebs auftretende Störungen nicht beseitigt werden, so ist die Anlage über den Hauptschalter abzuschalten und unverzüglich der Praxisinhaber zu informieren.

### Maßnahmen zur Brandbekämpfung

## Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe



### Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort; Verhaltensmaßnahmen

Selbstschutz beachten, Anlage abschalten, Verletzte bergen.  
Verbrennungen kühlen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen.

Den Verletzten beruhigen, Ersthelfer hinzuziehen.

Die Unfallstelle sichern. Der nächste Vorgesetzte ist zu informieren.

Ruhe bewahren!

Erste-Hilfe-Leistungen müssen in das Verbandbuch eingetragen werden.



### Wichtige Rufnummern:

Feuerwehr: **112**

D-Arzt: Siehe "Aushangpflichtige  
Informationen"

Rettungsstelle: **112**

Ersthelfer: Zahnarzt

## Instandhaltung; Entsorgung

### Wartung; Instandhaltung:

Wartungsarbeiten dürfen - entsprechend der Betriebsanleitung des Anlagenherstellers - nur durch fachkundige Personen durchgeführt werden.

Reinigungsarbeiten des Geräts nur stromlos bzw. bei gezogenem Stecker.

Die Betriebsanweisung für Instandhaltungsarbeiten ist zu beachten.

### Sachgerechte Entsorgung: