

# Einteilung der Medizinprodukte Risikoklassifizierung

<b>Beschreibung</b>	Risikoklassifizierung in Abhängigkeit der konstruktiven Eigenschaften und Berücksichtigung der Anwendung des Instrumentes
<b>Ziel</b>	Festzulegung wie oft und mit welchen Verfahren Instrumente aufbereitet werden soll
<b>Anwendungsbereich</b>	Aufbereitung von wiederverwendbaren Medizinprodukten
<b>Zuständigkeit</b>	damit beauftragte Mitarbeiter/-innen (laut Organigramm)

Für jedes Medizinprodukt (gegebenenfalls für die Produktfamilie) ist durch den für die Aufbereitung Verantwortlichen schriftlich festzulegen, ob, ggf. wie oft und mit welchen Verfahren es aufbereitet werden soll. [RKI-KRINKO Anforderungen an die Aufbereitung von Medizinprodukten 2012]  
Bitte beachten Sie hierzu auch die separaten Informationen zur Risikoklassifizierung und die Empfehlungen aus dem Hygieneleitfaden der DGKH und DAHZ.

Medizinprodukt	unkritisch	semikritisch A	semikritisch B	kritisch A	kritisch B
<b>Hilfsmittel, die außerhalb des Rachenraumes eingesetzt werden</b>					
Zementspatel, Glasplatte					
Zirkel, Schieblehre					
Kofferdam-Lochzange					
Applikationspistole					
Extraorale Teile des Gesichtsbogens					
Kamera für extraorale Aufnahmen					
Apex Locator-Kabel					
<b>Hilfsmittel für allgemeine, präventiv, restaurative oder kieferorthopädische (nichtinvasive) Eingriffe</b>					
Abdrucklöffel					
Folienhalter					
Mundsperrer, Wangenhalter					
Bissgabel, Gesichtsbogen					
Matrizenhalter					
Zylinderampullen-Spritze, Citoject-Spritze					
<b>Handinstrumente für allgemeine, präventiv, restaurative oder kieferorthopädische (nichtinvasive) Eingriffe</b>					
Spiegel, Sonde, Pinzette					
Spatel, Stopfer, Kugel, Exkavator					

Medizinprodukt	unkritisch	semikritisch A	semikritisch B	kritisch A	kritisch B
Schmelzmeißel					
<b>Zusatzgeräte ohne Austritt von Flüssigkeiten und / oder Luft oder Partikeln (nichtinvasive) Maßnahmen</b>					
CAD-CAM-Gerät					
Gerät zur Kariesdiagnostik					
intraorale Kamera					
Kaltlicht					
Laser					
Polymerisationslampe					
<b>Gelenkinstrumente für allgemeine, präventiv, restaurative oder kieferorthopädische (nichtinvasive) Eingriffe</b>					
KFO-Zange					
Kronenzabge					
Teleskopzange					
<b>Übertragungsinstrumente für allgemein präventive, restaurative oder kieferorthopädische Behandlung (nichtinvasive) Maßnahmen</b>					
Turbinen, Hand- und Winkelstücke					
<b>Rotierende oder oszillierende Instrumente für allgemein präventive, restaurative oder kieferorthopädische Behandlung (nichtinvasive) Maßnahmen</b>					
Rosenbohrer, Diamant, Finierer, Polierer					

Medizinprodukt	unkritisch	semikritisch A	semikritisch B	kritisch A	kritisch B
<b>Zusatzgeräte mit Austritt von Flüssigkeiten und / oder Luft oder Partikeln (nichtinvasive) Maßnahmen</b>					
Mehrfunktionsspritze					
Zahnsteinentfernungsgerät					
Pulverstrahlgerät					
<b>Instrumente und Hilfsmittel für chirurgische, parodontologische oder endodontische (invasive) Maßnahmen</b>					
Meißel, Hebel, Wurzelheber					
Chirurgische Sonden, Nahtpinzette					
Scaler, Kürette, Löffel					
Raspatorium, Scalpell					
Wundhaken					
Schraubendreher Implantologie					
Knochenspreizer					
<b>Gelenkinstrumente für chirurgische, parodontologische oder endodontische (invasive) Maßnahmen</b>					
Zange, Wurzelspitzenzange					
Luersche Zange					
chirurgische Schere					
<b>Übertragungsinstrumente für chirurgische, parodontologische oder endodontische (invasive) Maßnahmen</b>					
Hand- und Winkelstücke für chirurgische Anwendung					
<b>Rotierende oder oszillierende Instrumente für chirurgische, parodontologische oder endodontische</b>					



**In der Tabelle zur Risikoklassifizierung sind Beispiele der Fachgesellschaft aufgeführt. Bitte ergänzen Sie diese Tabelle um die in Ihrer Praxis befindlichen Medizinprodukte und stufen Sie diese entsprechend Ihrer Risikobewertung ein. Details hierfür entnehmen Sie der „Information zur Risikoklassifizierung und Zuordnung der Verfahren zu den Arbeitsanweisungen. Löschen Sie bitte die nicht verwendeten Instrumente.**

Wie Sie in Word eine Tabelle verändern können, Zeilen hinzufügen oder löschen können erfahren Sie hier: <https://support.microsoft.com/de-de/Search/results?query=word+tabelle>

Bei manueller Reinigung ist die Anwendung von kritisch B-Instrumenten nur als Einmal-Medizinprodukt möglich. Einmalprodukte (Kanüle, Skalpell, Nadel-Faden, Endo-Instrumente) werden nicht in der Tabelle aufgeführt.