

Chargendokumentation für die manuelle Aufbereitung von MP

Zahnarztpraxis:

Hinweise: Die Bestätigung (ja/nein) der Arbeitsschritte erfolgt erst nach der Durchführung bzw. der jeweiligen Kontrolle; Einbeziehung der Herstellerangaben für die jeweiligen Reinigungs- und Desinfektionsschritte sowie Hinweise zur Pflege; Durchführung der Arbeitsschritte gemäß Arbeitsanweisungen; Risikoeinstufung beachten (semikrit., krit.) --> Zusätzliche Desinfektion (therm.) --> Verpacken --> Sterilisation im Autoklav usw.

| Datum/Uhrzeit | Charge | MP | Vorreinigung | Reinigung | Spülung | Trocknung | Desinfektion | Spülung 2 (bei zwei Wannensystem) | Trocknung 2 (bei zwei Wannensystem) | Freigabe |
|---------------|--------|----|--------------|-----------|---------|-----------|--------------|---|---|----------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Beispiel: Nach der Reinigung erfolgt die visuelle Kontrolle → Instrument sauber/Rückstände? → Ja oder Nein → Bei Nein erfolgt die erneute Reinigung
Bei kritisch A (z. B. Extraktionszangen) Sicht – und Funktionskontrolle nach der Trocknung durchführen