

Dokumentation Filmwechsel (analog) beim Tubusgerät

Erfassung der Aufnahmebedingungen beim Tubusgerät nach der überlappenden Konstanzprüfung als Anlage zum Abnahmeprüfbericht – analoger Bildempfänger in Anlehnung an DIN 6868-5 (Verfahrensweise siehe Merkblatt Filmwechsel – PHB Kapitel 5(3))

Betreiber:

Änderungsgrund:

- Filmwechsel (gleiche oder höhere Empfindlichkeit)
 Austausch Prüfkörper
 Austausch Entwicklungseinrichtung (gleicher Hersteller und Fabrikat)

Anlage zum Prüfbericht der Abnahmeprüfung vom:

Röntgeneinrichtung:

Bezeichnung:
Röntgenstrahler (Serien-Nr.):
Verwendeter Prüfkörper (Hersteller, Serien-Nr.):

Angaben zum bisherigen System:

Datum der Abnahmeprüfung (siehe Prüfbericht) der bisherigen Referenzaufnahme:
Entwicklungseinrichtung:
Filmtyp:
bisherige Expositionsdaten: KV mA Belichtungszeit: s
bzw. gewählte Tasten:

Angaben zum neuen System:

Entwicklungseinrichtung:
Datum Neuansatz der Filmchemie (3-6 Tage vor der Durchführung des Filmwechsels):
Temperatur des Entwicklers (vgl. mit Sollwert lt. Abnahmeprüfung): °C
Filmtyp:
neue Expositionsdaten: KV mA Belichtungszeit: s
bzw. gewählte Tasten:

Neue optische Dichte: Stufe 1: Stufe 2: Stufe 3:

(Messwerte übernehmen, wenn Überprüfung der Änderung durch Depot/Sachverständiger/Zahnärztliche Stelle)

Die Anpassung der Einstellparameter für die Erstellung der Patientenaufnahmen wurde durchgeführt

Ort / Datum

Unterschrift des Strahlenschutzverantwortlichen